

conceptnatal 

Edition 2-2021-10 conceptnatal reserves the right to make modifications to the equipment without prior notice.

Directive (EU) 2017/745 concerning Medical Devices.

Made in Germany

conceptnatal®, Haldenstrasse 31, 72124 Pliezhausen, Germany  
Phone +49(0)7127 9802601, Fax +49(0)7127 9802602  
info@conceptnatal.de, www.conceptnatal.de

Made in Germany 

NatalWrap

conceptnatal 



## NatalWrap – Pour le maintien de la chaleur corporelle et de l'hydratation de la peau

Les bébés prématurés et nés à terme sont souvent incapables de maintenir leur propre température corporelle. De plus, les nourrissons perdent une quantité d'eau supérieure à la moyenne à travers leur peau immature.

Avec notre enveloppement de spécialité NatalWrap de haute qualité, nous réduisons efficacement la chaleur postnatale et la perte d'eau. Notre textile innovant possède des propriétés isolantes exceptionnelles et est donc parfaitement adapté à une utilisation dans des environnements de premiers soins rapides et lors de transports avec des températures ambiantes changeantes. L'intérieur velouté et satiné du produit enveloppe de manière optimale la peau sensible du nourrisson, sans causer de bruit et sans coller à la peau. NatalWrap agit comme une couche protectrice qui maintient la température corporelle et l'humidité à un niveau constant. Sa forme suit une coupe carrée avec une capuche intégrée – pour une manipulation très facile et simple.

Avec NatalWrap, nous permettons également aux bébés prématurés ou nés à terme de faire l'expérience d'un contact intense en peau à peau avec leurs parents. La méthode kangourou peut être ainsi prolongée en raison de l'effet de conservation de la chaleur et de l'humidité par l'enveloppe.

- + Enveloppement de spécialité transparent, doux et lisse avec un intérieur satiné et respectueux de la peau pour soutenir les paramètres constants de chaleur et d'humidité
- + Sensation de doux velouté
- + Ne colle pas à la peau sensible du nourrisson
- + Totalement silencieux
- + Manipulation simple grâce à la forme d'enveloppe carrée avec une capuche - instantanément prêt à l'emploi
- + Accès non obstructif
- + Pour une utilisation dans les environnements de premiers soins et de transport avec des températures ambiantes changeantes
- + Convient pour une utilisation dans les incubateurs
- + Utilisation idéale de la « méthode kangourou » impliquant un contact intense avec le corps des parents
- + Ne contient pas de matières plastiques tels que le BPA et le DEHP; ne contient pas de latex
- + Conforme à la norme ISO 10993-1 (Évaluation biologique des dispositifs médicaux)
- + Développé et fabriqué en Allemagne

Numéro REF	28-10-100
Dimensions	50 cm x 50 cm avec capuchon
Emballage	emballé individuellement, en carton de 10
Matériau	Polyuréthane, satiné sur une face, 65 µm, transparent, étanche, respectueux de la peau.
Utilisation prévue	Produit à usage unique, non stérile

